

Baby Go Modular paediatric spine board



Caring for children is a completely different world of rescue and children should not be considered "small adults". This is why we have developed this technological support exclusive to children.

In order to counter balance the pronounced occipital prominence of the child, padding must be placed under the chest from the border of the scapulae to the base of the spine.

Baby Go is a professional support which optimises the positioning and maintains the spine in neutral position with the ideal alignment for air flow.

This is the reason we have moulded the spinal board with four different profiles which guarantee the correct alignment of the child according to his body size.

The head of a child is proportionally bigger than that of an adult and the dorsal muscles are less developed; placing a paediatric patient on a standard spine board could cause dangerous flexion of the head. Baby Go is the only paediatric spine board in the world which offers 4 different profiles which can be adjusted in depth (from 0 to 25 mm) in order to optimise compensation of the child's nuchal zone, avoiding hyper extension of the head and guaranteeing the correct and safe neutral position for the spinal column with the ideal alignment of the airways.

Technical sheet:

Dimensions:
445 x 55 x
h1830 mm

Weight: 8 kg

Load capacity:
180 kg

Functioning temperature:
from -20 to +60
°C

Cod.

ST02141B

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: privacy@spencer.it; I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.

Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.
Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

