

## RSP

## Pediatric spider straps system for spine board



Correct immobilising is possible only with the use of a correct restraint system which must be both rapid and easy to use. RSP is the most advanced restraint system for paediatric patients. Thanks to the printed colour coded metric scale, precise height determination of the child becomes a rapid operation. Spencer is the first company to develop this characteristic and it offers the rescuer immediate identification the correct profile of Baby Go needed (measure or colour coding system) so that the immobilising of the paediatric patient is both safe and correct.

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
E-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: [privacy@spencer.it](mailto:privacy@spencer.it); I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.  
Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

**Technical sheet:**

Weight: 500 g

Dimensions: 30  
x 50 mm

Functioning  
temperature:  
from -20 to +60  
°C

Cod. ST02018A

