

## RSP

Sistema Cinture Pediatrico



Il sistema di cinture Rock Straps consente l'immobilizzazione completa dei pazienti pediatrici sulle tavole spinali Spencer, ma è indicato anche per tutti gli altri tipi di tavole spinali.

Grazie alla possibilità delle parti trasversali di scorrere lungo la cintura dorsale, può adattarsi con precisione e quindi essere impiegato con tutti i pazienti. I bloccaggi sono in Velcro®. Per facilitarne l'utilizzo sono stati applicati i codici colore.

Completamente radiocompatibile.

Realizzato con morbido nastro di nylon da 50 mm e speciali cuciture travettate.

Il nastro anallergico e la tenacia della chiusura in Velcro® consentono di affrontare con professionalità la solidarizzazione del paziente alla tavola spinale.

### Dati Tecnici

Peso	500 gr.
Altezza nastro	50 mm

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
E-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: [privacy@spencer.it](mailto:privacy@spencer.it); I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.

Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

Cod: **ST02018 A**

