

## TANGO

Tavola spinale pediatrica e adulto integrate



Nel mondo dell'emergenza, la necessità di ottimizzare lo spazio per risolvere problemi di stivaggio e soddisfare i requisiti ergonomici dell'equipaggiamento di soccorso riveste grande importanza. Ottimizzazione dello spazio e ottimizzazione delle prestazioni, questa è la linea tracciata da Spencer per la nuova Tango. Un disegno che concilia solidità e dinamismo, spazio e compattezza, e che definisce una tavola spinale con performance superiori. Grande per prestazioni, ma soprattutto grande per la sua attenzione all'uomo, adulto e bambino. Un'idea esclusiva che consente di avere due differenti profili con un unico prodotto, riducendo così costi e volumi di stock. Tavola spinale pediatrica e adulto dialogano fra loro completandosi a vicenda.

**Dati Tecnici**

Dimensioni	445x55x1830h mm
Peso	8 Kg
Portata	180 Kg
Temperatura di utilizzo	Da -20 a + 60°C

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222  
E-mail: [info@spencer.it](mailto:info@spencer.it) Web: <http://www.spencer.it>

I vostri dati sono conservati negli archivi cartacei ed informatici della nostra ditta per finalità contrattuali, informative e commerciali; Qualora non desideraste più essere contattati o non desideraste più ricevere informazioni dalla scrivente, sarà sufficiente comunicarlo inviando un' e-mail al seguente indirizzo: [privacy@spencer.it](mailto:privacy@spencer.it); I vostri dati verranno così immediatamente distrutti dai ns. archivi.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il controllo finale dei prodotti certificato dall'organismo notificato T.V Product Service GMBH.

Tutti i diritti sulla riproduzione di queste informazioni sono riservati.

Le informazioni e le specifiche sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Spencer Italia S.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad errori o inesattezze pubblicate in questa scheda.

Cod:  
Tango

**ST02140B**

