

Tango

La coppia più bella del mondo

Spencer presenta
la rivoluzionaria Tango, l'unica tavola spinale capace di sdoppiarsi: l'innovativa tavola pediatrica Baby Go convive nella tavola spinale per adulto.



Paolo e Chiara Gisinti, rivenditori Spencer

Tecnica costruttiva senza giunzioni, che previene infiltrazioni di liquidi ed elimina il pericolo di infezioni crociate

I danni spinali possono essere diagnosticati senza rimuovere il paziente

Compatibile con tutti i dispositivi fermacapo


Sistema di sgancio/aggancio rapido

Spazio per la personalizzazione Mark Up



Su ogni profilo ribassato sono inserite ampie superfici di velcro e ganci per il fissaggio del fermacapo

Codice colore ed altezza paziente indicato su ogni profilo della tavola



Baby Go

 Escursione di 0 mm oltre i 150 cm e adulto

 Escursione di 8 mm da 135 a 150 cm

Quattro diversi profili in un unico dispositivo

La scala metrica stampata permette una rapida misurazione dell'altezza del paziente



RSP

 Escursione di 25 mm da 48 a 97 cm

 Escursione di 15 mm da 97 a 135 cm

PENSATA PER I PROFESSIONISTI DEL SOCCORSO

Tango, grazie alla rivoluzionaria tecnica costruttiva, permette all'operatore di disporre in un unico supporto di 2 differenti tavole spinali, riducendo gli ingombri ed aumentando la capacità di stivaggio del proprio mezzo.

A MISURA DEI PIÙ PICCOLI

Grazie ai suoi quattro profili modulabili per spessore, Baby Go è l'unica tavola pediatrica che garantisce al paziente pediatrico di ogni età una corretta immobilizzazione. Ogni profilo riporta l'altezza paziente ed il codice colore abbinato all'innovativo sistema di fissaggio pediatrico RSP.

unica al mondo

SOLUZIONE ESCLUSIVA

Tango rappresenta l'eccellenza costruttiva Spencer. Una tavola spinale modulare, in polietilene stampato senza giunzioni, progettata per ottenere il corretto compromesso tra robustezza e flessibilità al fine di garantire, sempre, la migliore immobilizzazione possibile.

SP/08/551/PR

CE